



[Fiche technique]

## Attelle de traction humérale SOBER

Réf. 240900

Le patient 'conscient' règle lui-même la traction avec son pied.  
La contre-traction se fait par holster sur l'épaule saine.

### Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Sober
<b>Composition de l'ensemble</b>	Un manchon d'avant-bras Un holster Des sangles dont une munie d'un étrier
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Partie du corps</b>	Jambe
<b>Quelle fonctionnalité recherchez vous?</b>	Rigide
<b>Quel âge a la victime que vous souhaitez transférer?</b>	Adulte
<b>Quelle configuration du produit recherchez-vous?</b>	A l'unité
<b>Étanche</b>	Non

## Photos



Attelle de traction humérale  
Sober



Le patient "conscient" règle lui-même la traction avec son pied.  
La contre-traction se fait par l'axillaire sur l'épaule saine.



Traction par le pied du patient conscient et par la tête du brancard. Option rapide pour éviter la pose du hublot.



Traction à l'aide du pied et de la tête du brancard (patient inconscient).

Attelle de traction humérale  
Sober