



[Fiche technique]

Brassard Clinic Décontaminable

Réf. 292215 - 292216 - 292217

Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Tensiomètres manopoles Spengler Clinic

Conçu pour lutter efficacement contre les infections nosocomiales.
Utilisé quotidiennement dans le cadre des isolements septiques et de la lutte contre les épidémies.
Brassard décontaminable par immersion.

Fermeture par velcro.

Poche gonflable/sans latex.

Connecteur 1/4 tour femelle.

Tubulure du brassard équipée de connecteur avec obturateur ou clamp pour le lavage.

Informations complémentaires

Fermeture par velcro.

Poche gonflable/sans latex.

Connecteur 1/4 tour femelle.

Tubulure du brassard équipée de connecteur avec obturateur ou clamp pour le lavage.

Caractéristiques techniques

Marque	Spengler
Couleur	Jaune
Utilisation	Réutilisable
Stérile	Non Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Brassard en polymex (nylon traité polyuréthane) Tube en PVC
Poids	165 g
Garantie	1 an
Instructions d'utilisation	Raccorder le raccord femelle du brassard au raccord mâle du tensionmètre puis positionner le brassard autour du bras du patient
Entretien	Nettoyage/pré-désinfection : immerger dans une solution préconisée pendant 5 min, rincer et sécher Désinfection : vaporiser de l'alcool sur toute la surface et sécher Lavage : en machine à 40° C. (brassard fermé)
Classification	Dispositif médical de Classe 1
Partie du corps	

Références

Réf. 292217	Brassard Clinic enfant - Taille S Poids : 102 g
Réf. 292216	Brassard Clinic adulte - Taille M Poids : 129 g
Réf. 292215	Brassard Clinic adulte - Taille L Poids : 166 g