



[Fiche technique]

## **Masque facial hydrogel Bursnshield**

Réf. 307013 - 307015

Masque facial spécialement perforé au niveau des narines, des yeux et de la bouche. Il peut également servir de champ normal.

Hydrogel composé de 96% d'eau gélifiée et de 4% de Mélaleuca (arbre à thé), extrait végétal reconnu pour ses vertus thérapeutiques sur les brûlures et les coupures.

Protège les terminaisons nerveuses cutanées.

Limite l'évolution de la brûlure en surface et en profondeur.

Minimise les risques traumatiques, d'oedèmes et de séquelles.

Limite le risque d'hypothermie sur les grands brûlés.

Refroidissement immédiat de la zone brûlée.

Maintient une hydratation durable.

Ne coule pas : l'hydrogel reste plus longtemps sur la brûlure, pour une efficacité longue durée.

Antibactérien naturel, non toxique, non irritant, sans danger pour l'utilisation sur les enfants.

## **Informations complémentaires**

Taux de stabilité -15°C +95°C

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Burnshield - Soins brûlure
<b>Caractéristiques produit</b>	Taux de stabilité -15°C +95°C
<b>Utilisation</b>	Usage unique
<b>Stérile</b>	Stérile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Hydrogel : 4% Mèlaleuca et gélifiant, 96% d'eau purifiée. Compresse : Polyuréthane. Emballage en aluminium multicouches.
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Instructions d'utilisation</b>	Les informations d'utilisation claires sont indiquées sur le sachet : Ouvrir le sachet et sortir la compresse. Appliquer la compresse sur la brûlure, et la maintenir par un bandage non-absorbant.
<b>Classification</b>	Dispositif médical de Classe 2b
<b>Partie du corps</b>	

## Références

<b>Réf. 307015</b>	Compresse faciale hydrogel BURNSHIELD - 20 x 45 cm
<b>Réf. 307013</b>	Compresse faciale hydrogel BURNSHIELD - 60 x 40 cm