



[Fiche technique]

## Mèches hémostatiques Coalgan

Réf. 307307

Tampon stérile hémostatique et cicatrisant.  
Arrête le saignement dentaire et nasal et favorise la cicatrisation.  
Adapté à tous y compris les femmes enceintes, les enfants et les bébés.  
100% végétal.

### Informations complémentaires

Ne pas couper, s'utilise dans son intégralité.  
Température de stockage < 30°C.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	Longueur d'une mèche 4 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Ne pas couper, s'utilise dans son intégralité. Température de stockage < 30°C.
<b>Couleur</b>	Vert D Eau, Blanc
<b>Utilisation</b>	Usage unique
<b>Stérile</b>	Stérile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Fibre d'alginate de calcium (origine végétale).
<b>Unité de vente</b>	Boite de 5 mèches hémostatiques stériles en sachet individuel
<b>Instructions d'utilisation</b>	Torsader Coalgan pour obtenir une mèche compacte et introduire dans la narine. Pincer les 2 narines pendant 10 minutes. Laisser Coalgan au moins 30 minutes et au maximum 24 heures.
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 2b
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	3005903100
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	2110001126

## Photos

