



[Fiche technique]

## Oxymètre de pouls à capteur déporté MD300M

Réf. 255005

### Moniteur de surveillance pour milieu clinique et hospitalier.

Modèle portable compact, facile à utiliser, destiné à la surveillance continue d'adultes, d'enfants adolescents et nourrissons. Poids : 0,195 kg (sans les piles).

Écran haute résolution de 2,8 "affichant SpO<sub>2</sub>, PR, PI, forme d'onde et barre de pouls.

- Alarmes sonores et visuelles réglables; indicateur d'état de batterie
- rétroéclairage et voix réglables
- configuration 127 identifiants ; 72 heures de stockage et d'examen des données
- Logiciel MedView pour l'analyse des données
- USB pour la transmission de données
- Multi-langue (Menu): anglais, français, allemand, espagnol, italien, japonais, russe et chinois

## Informations complémentaires

Conditions de stockage : -20 ° C ~ + 70 ° C et 93% d'humidité.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) 12,5 x 6,0 x 3,0 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	
<b>Couleur</b>	Blanc, Gris
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	195 g (sans les piles)
<b>Livré avec</b>	3 piles AA ; 1 manuel d'instruction ; 1 capteur pour doigt adulte ; câble de transmission USB
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Indice de protection</b>	IP x1
<b>Instructions d'utilisation</b>	Ne doit pas être utilisé pendant le transport du patient Fixer le capteur sur le doigt du patient ; appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer l'appareil Après quelques secondes, les mesures s'affichent sur l'écran  Retirer les piles si l'oxymètre ne fonctionne pas pendant une longue période
<b>Entretien</b>	Nettoyer l'écran d'affichage à l'aide d'un chiffon doux et propre humidifié avec un nettoyant pour vitres Nettoyer la surface extérieure de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux imbibé avec le nettoyant Sécher avec un chiffon sec après le nettoyage si nécessaire
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 2b
<b>Autres options disponibles</b>	Base en option sur demande, nous consulter
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	9018191000
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	MD300M
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 255007 - Capteur SPO <sup>2</sup> pédiatrique pour oxymètre MD300M Réf. 255006 - Capteur SPO <sup>2</sup> adulte pour oxymètre MD300M

## Photos



Oxymètre de pouls professionnel  
MD300M



Oxymètre de pouls professionnel  
MD300M