



[Fiche technique]

Oxymètre de pouls H100 B et capteur adulte SPO2

Réf. 410004

Moniteur de surveillance pour milieu clinique et hospitalier.

Appareil destiné à la surveillance de la saturation artérielle en oxygène (SpO2) et du pouls.

Convient pour adulte, enfant ou nouveau-né.

Écran LCD rétro-éclairé.

Affiche la valeur SpO2, la valeur du pouls, plethysmogram, barre graphe.

Compatible avec les capteurs Nellcor.

Consultation des 10 dernières minutes de courbes et de valeurs directement sur l'écran.

Capacité de mémoire de 300h soit environ 100 patients.

Alarme visuelle et sonore.

Transfert des données sur PC via le câble de l'ordinateur.

Logiciel Oximeter Viewer Data Management Software en option.

Informations complémentaires

Température de stockage : -20 à 55° C.

Température d'utilisation : 5 à 40°C.

Humidité : 25% - 80%.

Fonction auto extinction pour économie d'énergie.

Tonalité variable.

Caractéristiques techniques

Marque	Edan
Dimensions	(L x l x h) : 7 x 3,76 x 16 cm
Caractéristiques produit	Température de stockage : -20 à 55° C. Température d'utilisation : 5 à 40°C. Humidité : 25% - 80%. Fonction auto extinction pour économie d'énergie. Tonalité variable.
Couleur	Gris
Alimentation	4 piles AA ou batterie Ni-MH
Conforme 10g	Non
Matière	
Poids	165 g
Autonomie	jusqu'à 48h avec les 4 piles ou 36h avec la batterie rechargeable
Livré avec	4 piles AA 1.5V 1 capteur SpO2 adulte 1 manuel d'utilisateur 1 bandoulière 1 étui rigide
Garantie	2 ans
Normes et Certification	IEC/EN60601-1-2 IEC/EN 60825-1: 2001
Indice de protection	IP 22
Entretien	Nettoyer et désinfecter la surface de l'oxymètre et du capteur. Pour nettoyer la surface de l'oxymètre: Utilisez un chiffon doux humidifié avec un nettoyeur commercial et non-abrasif ou une solution de 70% d'alcool dans l'eau. Essuyer légèrement les surfaces de l'oxymètre. Pour désinfecter l'oxymètre: Utilisez un chiffon doux saturé avec une solution de 10% de chlore blanc dans l'eau du robinet.
Classification	Dispositif médical de classe 2b
Autres options disponibles	Pack oxymètre avec les 3 capteurs.
Partie du corps	
Code SH	90189010
Accessoires et Consommables	Réf. 410003 - Capteur SpO2 Flexmax_P réutilisable pour Nellcor OxiMax /enfant poids supérieur à 20 kg Réf. 410002 - Capteur SpO2 DS100 A Durasensor réutilisable pour Nellcor OxiMax /Adulte poids supérieur à 40 kg Réf. 410005 - Pack Chargeur et Batterie pour Oxymètre H100B Réf. 410006 - Capteur réutilisable adulte pour oxymètre H100 B Réf. 410007 - Capteur réutilisable pédiatrique pour oxymètre H100 B Réf. 410008 - Capteur réutilisable néonatal pour oxymètre H100 B Réf. 410009 - Batterie rechargeable lithium NiMH pour oxymètre de pouls H100B EDAN Réf. 410010 - Coque de protection pour oxymètre de pouls H100 B

Photos

