



[Fiche technique]

## Pansement absorbant non stérile Zetuvit

Réf. 304510 - 304520 - 304521 - 304525 - 304526 -  
304540 - 304782

### Destiné au recouvrement et à la protection des plaies modérément à fortement suintantes.

Pansement très absorbant, recouvert d'un non tissé très doux, afin d'éviter l'adhérence à la plaie.

Pour le soin des plaies à fortes sécrétions.

Pansement destiné à être en contact directement avec la plaie.

Voile hydrophobe de couleur bleue pour empêcher les fuites tout en favorisant les échanges gazeux.

Se compose de 4 couches successives : enveloppe soyeuse double-couches non-adhésif, couche de tissu blanchi pour la répartition des sécrétions, couche absorbante en flocons de cellulose doux et au dos, une couche de cellulose respirante empêchant le passage des sécrétions.

## Informations complémentaires

Capacité d'absorption élevée : 8,5 g/g de cellulose.

A utiliser dans les 5 années après la fabrication.

## Caractéristiques techniques

Marque	Hartmann
Caractéristiques produit	Capacité d'absorption élevée : 8,5 g/g de cellulose. A utiliser dans les 5 années après la fabrication.
Gamme	Zetuvit
Stérile	Non sterile
Conforme 10g	Non
Partie du corps	

## Références

<b>Réf. 304510</b>	Pansement absorbant ZETUVIT E Non stérile - 10 x 10 cm Unité de vente : Boîte de 50
<b>Réf. 304521</b>	Pansement absorbant ZETUVIT E Non stérile - 15 x 20 cm Unité de vente : Boîte de 50
<b>Réf. 304520</b>	Pansement absorbant ZETUVIT E Non stérile - 10 x 20 cm Unité de vente : Boîte de 50
<b>Réf. 304782</b>	Pansement absorbant ZETUVIT E Non stérile - 20 x 20 cm Unité de vente : Boîte de 50
<b>Réf. 304526</b>	Pansement absorbant ZETUVIT E Non stérile - 20 x 25 cm Unité de vente : Boîte de 50
<b>Réf. 304540</b>	Pansement absorbant ZETUVIT E Non stérile - 20 x 40 cm Unité de vente : Boîte de 30

## Photos

