



[Fiche technique]

Pansement hémostatique QuikClot Combat Gauze

Réf. 304070

Pansement coagulant hémostatique d'urgence conditionné scellé sous vide

Bande de gaze pliée en Z contenant du kaolin, agent hémostatique permettant l'accélération de la coagulation du sang pour une maîtrise efficace de l'hémorragie.

Application rapide et retrait facile de la bande de gaze, sans retrait du caillot formé ni déchirure de la bande.

Réservé aux intervenants d'urgence qualifiés et professionnels de santé.

DéTECTABLE aux rayons X.

Informations complémentaires

6 encoches sont placées aux extrémités du sachet pour une ouverture rapide.

Ne contient pas de produits d'origine animale ni de composants allergènes.

Durée de vie : 5 ans.

Scellé sous vide.

Caractéristiques techniques

Marque	Quicklot
Dimensions	(IxL) 7,6 cm x 3,65 m (déplié)
Poids	22.7 g
Instructions d'utilisation	<p>Placez la gaze QuikcClot sur la plaie et utilisez-la pour exercer une pression directe sur la source du saignement.</p> <p>Au contact de la plaie, ce pansement hémostatique déclenche et accélère la coagulation du sang dans le but de contrôler rapidement l'hémorragie.</p> <p>Lorsqu'il est en place, il suffit d'appliquer une compression de quelques minutes.</p> <p>Bandez la plaie pour maintenir la pression (avec un pansement compressif par exemple).</p> <p>Faites immédiatement appel à un médecin.</p>
Classification	Dispositif medical de classe 2b
Etanche	Non
Limiteur de débit	Non
Hauteur variable	Non
Emplacement plan dur	Non
Enregistrement d'images	Non
Transfert des données	Non
Immergeable	Non
Compatible IRM et scanner	Non
Radiotransparent	Non

Photos

