



[Fiche technique]

## Station lave oeil murale DROP

Réf. 970490

**Permet de neutraliser le liquide étranger et limiter toute complication ou lésion à l'œil. Elle trouvera facilement sa place sur le lieu de travail. Contient 2 flacons de solution stérile de 500 ml chacun.**

Contient le nécessaire pour un efficace premier lavage d'urgence des yeux.

DROP est thermoformé avec un couvercle transparent.

Se fixe facilement au mur par vis et chevilles, fournies avec le kit.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	(LxIxp) : 41 x 32 x 7,5 cm
<b>Couleur</b>	Vert Clair, Vert Fonce
<b>Stérile</b>	Stérile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	1,5 kg
<b>Livré avec</b>	2 flacons de solution saline stérile de 500 ml, 2 bouchons lave-œil ergonomiques et 1 miroir
<b>Instructions d'utilisation</b>	Tirez légèrement sur le couvercle transparent et laissez-le tomber vers le bas. Sortez une des bouteilles, tournez le bouchon de l'œillère, le sceau de sécurité se brise et vous pouvez utiliser la solution. L'œillère anatomique permet de diriger correctement le jet de solution, obtenant ainsi un lavage des yeux efficace et sans gaspillage.
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	30065000
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	CPS202

## Photos

---

