



[Fiche technique]

Tensiomètre électronique automatique poignet UB 525 IHB

Réf. 999023

Tensiomètre électronique fiable permettant de mesurer votre tension.

Conserve jusqu'à 60 fonctions de mémoire de lecture.

Mesure rapide et silencieuse sur le gonflage.

Design ultra-compact.

Fonction diagnostic.

Détection d'arythmie = système exclusif IHB.

Mesure rapide et silencieuse sur le gonflage.

Diagnostic tensionnel avec indicateur clignotant.

Affichage simultané systole, diastole, pouls sur large écran LCD.

Mémoire des 60 dernières mesures + valeur moyenne.

Informations complémentaires

Circonférence du poignet : de 13.5 à 21.5 cm.

Durée de vie : 5 ans pour 6 utilisations / jour.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxh) 5,6 x 8,8 x 2,15 cm
Caractéristiques produit	Circonférence du poignet : de 13.5 à 21.5 cm. Durée de vie : 5 ans pour 6 utilisations / jour.
Couleur	Gris, Blanc
Alimentation	2 piles LR3
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Poids	90 g (sans les piles)
Garantie	2 ans
Indice de protection	IP 20
Instructions d'utilisation	Enrouler le brassard autour du poignet Assoir le patient et mettre la brassard au même niveau que le coeur Appuyer sur le bouton start, tous les segments de l'affichage apparaissent
Entretien	Pour nettoyer, utiliser un chiffon doux imbibé d'une solution de détergent neutre et d'eau chaude, puis essuyer et sécher avec un chiffon doux Pour désinfecter, utiliser un chiffon doux imbibé d'une solution antiseptique dont le taux de dilution de la solution aqueuse est celui d'un désinfectant Ensuite, utiliser un chiffon doux imbibé d'eau tiède pour essuyer le corps principal puis sécher
Classification	Dispositif medical de classe 2a
Partie du corps	
Code SH	901890100000
Etanche	Non

Photos

