



[Fiche technique]

Tensiomètre manopaire Easy III

Réf. 222006 - 222007 - 222008 - 222009

Boitier anti choc.

Tensiomètre mécanique pour prise de la tension artérielle.
Brassard en nylon lavable, à fermeture velcro, sans poche.
Graduation : de 0 à 300 mmHg.
Boitier antichoc.
Longueur de tubulure : 65 cm.
Poire en caoutchouc avec cuillère de maintien.
Manomètre fixé sur la poire de gonflage.

Informations complémentaires

Conditions de stockage : entre -20°C et +70°C.

Caractéristiques techniques

Marque	Holtex
Couleur	Noir
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Livré avec	Trousse de rangement en nylon
Garantie	Tensiomètre 3 ans / Brassard 1 an
Normes et Certification	93/42/CE
Entretien	Précautions d'emploi et nettoyage : Ne pas laisser tomber et éviter les chocs. Ne jamais démonter le manomètre. Ne jamais gonfler au-delà de 300 mmHG Ne jamais exposer le brassard aux forts rayons du soleil. Ne jamais toucher le brassard avec un instrument coupant. Placer le tensiomètre dans sa pochette de rangement. Dégonfler complètement le brassard avant de le ranger. Nettoyer le manomètre et la poire avec un tissu humide. Nettoyer le brassard, le velcro et les tubes à l'aide d'un désinfectant de surface.
Classification	Dispositif médical de Classe 1m
Partie du corps	
Accessoires et Consommables	Réf. 222011 - Brassard bras fort pour tensiomètre Easy 2 et Easy 3

Références

Réf. 222009	Tensiomètre manopaire Easy III - Brassard Nourrisson
Réf. 222008	Tensiomètre manopaire Easy III - Brassard Enfant
Réf. 222006	Tensiomètre manopaire Easy III - Brassard Adulte
Réf. 222007	Tensiomètre manopaire Easy III - Brassard Obèse

Photos

