



[Fiche technique]

## **Valise segments coupés DMT**

Réf. 304119

**Kit complet et facile à utiliser conçu pour récupérer un membre sectionné en respectant les conditions d'hygiène nécessaires. Recommandé par les secouristes sur notre boutique SMSP.**

Nécessaire pour sauvegarder un membre sectionné (doigt, oeil, orteil, main ou pied).

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Secourbox
<b>Dimensions</b>	(LxIxh) 34 x 26 x 8,5 cm
<b>Composition de l'ensemble</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 sac de transport isothermique 30 x 30 cm composé de 2 compartiments latéraux pour les poches de froid et d'1 compartiment central pour le segment sectionné ou écrasé</li><li>- 4 poches de froid à percuter, à usage unique</li><li>- 1 pansement absorbant américain 10 x 20 cm pour stopper les petits saignements</li><li>- 1 pansement compressif stérile 12 cm x 1 m</li><li>- 4 blisters de 2 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm</li><li>- 2 champs stériles 75 x 75 cm</li><li>- 2 paires de gants stérile sans latex taille L</li><li>- 2 paires de gants stériles latex taille L</li><li>- 1 guide 1er secours</li></ul>
<b>Couleur</b>	Vert
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Classification</b>	Assemblage de dispositifs médicaux
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	3006500000
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	304119T
<b>Nombre de pièces</b>	21
<b>Etanche</b>	Non
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 304118 - Couverture de survie - Drap isolant non stérile - 140 x 210 cm Réf. 304109 - Couverture de survie - Drap isolant non stérile - 160 x 210 cm Réf. 304004 - Couverture de survie - Drap isolant stérile - 160 x 210 cm Réf. 304305 - Couverture de survie pédiatrique - drap isolant non stérile 110 x 140 cm Réf. 304219 - Support Mural pour valise segments coupés Réf. 304154 - Sac isotherme double compartiment 30 x 30 cm Réf. 304151 - Sac isotherme double compartiment 45 x 45 cm Réf. 251110 - Valise segments coupés - Vide

## Photos

---



Kit membre sectionné secours et pompier



Valise segments coupés