



[Fiche technique]

## Cardio First Angel

Réf. 290340

### Massage pour tous ! Complément du défibrillateur.

Dispositif permettant un massage cardiaque efficace.

Permet à tous d'agir dans l'urgence et de sauver une vie.

Utilisation intuitive grâce aux pictogrammes sur l'appareil.

De petite taille et très léger, toujours à portée de main en cas d'urgence.

Entièrement mécanique, mise en œuvre immédiate dès son positionnement sur la victime, le massage peut commencer en suivant les « clic-clac » qui indiquent la bonne pression et le bon rythme à suivre.

- un bon placement : sa forme particulière facilite son positionnement correct sur le tiers inférieur du sternum du patient.

- une bonne position des mains : l'ergonomie de son bouton facilite le placement correct des mains pour une bonne pression, sans contact direct avec le patient.

- une bonne pression : un « clic » sonore permet d'indiquer que la force de compression est atteinte (41 kg), relâcher alors pour la décompression jusqu'au « clac ».

une bonne fréquence : à la fin de la décompression, un « clac » se fait entendre et indique ainsi qu'une nouvelle compression peut être effectuée, au rythme de 100 à 120 compressions/mn.

Utilisé également pour la formation.

## Informations complémentaires

Boîte pouvant être fixée au mur. (vis non fournies)

Fabrication allemande.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	16 x 11 x 5 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Boîte pouvant être fixée au mur. (vis non fournie) Fabrication allemande.
<b>Couleur</b>	Rouge, Blanc, Gris
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	plastique
<b>Poids</b>	130 g
<b>Livré avec</b>	boîte de rangement et de protection.
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 1
<b>Autres options disponibles</b>	Signalétique à placer près de l'appareil.
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	CARDIO FIRST ANGEL
<b>Etanche</b>	Non

## Photos



Cardio First Angel aide  
compression massage cardiaque RCP



Cardio First Angel aide  
compression massage cardiaque RCP