



[Fiche technique]

Chaise portoir 2 roues FERNO S-240

Réf. 503300

Idéal pour transférer un patient, monter et descendre les escaliers.

Chaise robuste et fiable.

Structure en aluminium avec toile démontable en vinyle bleu lavable.

Pliage et dépliage aisés à une main en un seul mouvement de 2 secondes.

2 roues à l'arrière à roulement à billes avec revêtement en gomme de qualité supérieure.

1 repose-pieds.

2 poignées avant télescopiques ergonomiques réglables en hauteur.

2 poignées arrière repliables facilitant le portage dans les pentes prononcées ou dans les escaliers.

Sécurité anti-pliage pendant l'utilisation.

Conforme EN1865.

Dispositif médical classe 1

Informations complémentaires

Toile démontable par fermeture éclair.

Caractéristiques techniques

Marque	Ferno
Dimensions	(hxlxp) Dépliée 92 x 53 x 74 cm avec poignées pliées. Pliée 92 x 53 x 17 cm. Assise (lxp) 43 x 42 cm hauteur assise 48 cm. Dossier (Lxl) 46 x 43 cm. ø roues arrière 120 mm
Caractéristiques produit	Dimensions (hxlxp) Dépliée 92 x 53 x 74 cm avec poignées pliées. Pliée 92 x 53 x 17 cm. Assise (lxp) 43 x 42 cm hauteur assise 48 cm. Dossier (Lxl) 46 x 43 cm. ø roues arrière 120 mm
Couleur	Bleu
Conforme 10g	Non
Matière	Structure en aluminium anodisé avec toile en vinyle bleu enduit anti-feu M1. Sangles en nylon.
Unité de vente	A l'unité
Poids	9 kg
Charge maximale admissible	159 kg testé à 250 kg
Livré avec	3 sangles de maintien patient noires avec boucles plastique (Livrées montées)
Normes et Certification	EN 1865.
Entretien	Nettoyage à l'eau chaude à 40 °C avec du savon. Rincer et sécher à l'aide d'un chiffon.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	9402900000
Référence fabricant (MPN)	60-0110-001

Photos

