



[Fiche technique]

## Dosette de sérum physiologique 5 ml

Réf. 303776 - 303779 - 303781

Préconisées pour le lavage des fosses nasales, le lavage oculaire, l'hygiène auriculaire, comme solvant pour inhalation ou pour le nettoyage des plaies.

## Informations complémentaires

Durée de vie : 3 ans.

Dosettes stériles sans agent conservateur.

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	Usage unique
<b>Stérile</b>	Stérile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Eau purifiée q.s.p. 100 ml. chlorure de sodium 0,9%.
<b>Instructions d'utilisation</b>	Ne pas conserver après ouverture. Jeter le flacon après usage. Ne pas utiliser le flacon pour deux personnes différentes. Ne pas avaler. Détacher un récipient unidose et l'ouvrir en tournant sa partie supérieure.
<b>Classification</b>	Dispositif médical de Classe 1s
<b>Format</b>	Liquide
<b>Partie du corps</b>	

---

## Références

---

- Réf. 303779** Dosette de sérum physiologique 5 ml - Boîte de 30 unidoses  
Dimensions : 7 x 12 x 8 cm
- Réf. 303781** Dosette de sérum physiologique 5 ml - Boîte de 100 unidoses