



[Fiche technique]

Flacon d'alcool isopropylique 70°

Réf. 307223

Solution désinfectante et antiseptique 0,06L pour le nettoyage de la peau suite à un Accident d'Exposition au Sang (AES) ou à des produits biologiques.

Informations complémentaires

Application cutanée, bain local ou compresse imbibée

A utiliser sur peau saine

Durée de vie 3 ans flacon non ouvert avec bague de sécurité

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Application cutanée, bain local ou compresse imbibée A utiliser sur peau saine Durée de vie 3 ans flacon non ouvert avec bague de sécurité
Utilisation	Usage unique
Volume	60 ml
Conforme 10g	Non
Matière	Eau Alcool isopropylique 70°
Unité de vente	A l'unité
Normes et Certification	Biocide TP01
Instructions d'utilisation	Mettre des gants. Nettoyer la zone souillée avec de l'eau et un savon, puis rincer. En cas de souillure d'un doigt avec un matériel souillé ou en contact avec du sang : tremper le doigt blessé dans le flacon contenant la solution et le laisser immerger pendant un minimum de 10 minutes. Attention, se prémunir contre le débordement du liquide. Dans les autres cas : appliquer largement la solution à l'aide d'une compresse sur la blessure souillée et renouveler l'opération pour assurer un contact minimum de 10 minutes avec le principe actif du produit.
Entretien	Ne pas conserver une fois ouvert.
Classification	Non concerne
Format	Liquide
Partie du corps	