



[Fiche technique]

Flacon de sérum physiologique

Réf. 303780

Lavage des plaies et brûlures.

Convient pour l'irrigation et le lavage lors d'interventions chirurgicales.

Préconisé pour l'irrigation et le lavage lors d'interventions chirurgicales, pour le lavage des plaies et des brûlures.

Solution de sérum physiologique (0,9%).

Bouchon sécurisé vert avec un code couleur pour identifier immédiatement la solution.

Dispositif médical classe 2a

Informations complémentaires

Flacon en polypropylène, inerte et translucide.

Sans latex, sans phtalates et sans produit d'origine animale ou biologique.

Délai de péremption : 5 ans.

Caractéristiques techniques

Marque	B. Braun Medical
Caractéristiques produit	Flacon en polypropylène, inerte et translucide. Sans latex, sans phtalates et sans produit d'origine animale ou biologique. Délai de péremption : 5 ans.
Stérile	Stérile
Conforme 10g	Non
Unité de vente	Boîte de 12 flacons
Normes et Certification	Dispositif médical de casse 2a
Classification	Dispositif medical de classe 2a
Format	Liquide
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	0069414E

Photos



303780-Sérum physiologique
bouteille 250 ml