



[Fiche technique]

## Matelas à dépression bariatrique

Réf. 260260

**16 poignées intégrées : 6 de chaque côté du matelas immobilisateur à dépression, 2 au niveau de la tête et 2 au niveau des pieds.**

Spécialement adapté pour l'immobilisation d'une personne pesant jusqu'à 250 kg en respectant l'alignement de son axe tête-cou-tronc et de la déplacer sans aggraver son état.

Généralement utilisé lorsqu'il y a suspicion de fracture.

Matériau souple et résistant apportant confort et légèreté.

Renfort de pieds pour une durée de vie accrue.

Ouverture/fermeture avec vanne  $\frac{1}{4}$  de tour.

16 poignées au total : 6 de chaque côté du matelas, 2 en tête et 2 en pieds.

Radiotransparent. Compatible IRM et scanner.

Billes en vrac.

## Informations complémentaires

Valve de surpression et dépression placée à l'extérieur.

Rétractation : 1% en longueur et 3% en largeur avec une pression intérieure réduite de 500 hPa.

Billes en polystyrène Ø 1 mm injectées dans le matelas, densité 65g/cm<sup>3</sup>.

Température d'utilisation : de -30 °C à +70°C.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	(Lxl) 210 x 150 cm . Plié en 3 (Lxlxh) 150 x 70 x 25 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Dimensions (Lxl) 210 x 150 cm . Plié en 3 (Lxlxh) 150 x 70 x 25 cm
<b>Couleur</b>	Bleu, Orange
<b>Modèle</b>	Billes en vrac
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Tissu : Polyester enduit de PVC - 1000 deniers Billes : Polystyrène 70 g/litre
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	18,65 kg
<b>Charge maximale admissible</b>	250 kg
<b>Livré avec</b>	3 sangles de maintien
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>Normes et Certification</b>	EN 1865-1
<b>Entretien</b>	Nettoyer à l'eau tiède savonneuse, sécher avec un chiffon doux. Désinfection après chaque utilisation à l'aide d'un désinfectant adapté.
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 1
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	9404219000
<b>Etanche</b>	Non
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 260888 - Kit 2 poignées pour matelas Réf. 232000 - Pompe à dépression double effet Réf. 260262 - Sac de transport pour matelas à dépression bariatrique Réf. 260261 - Jeu de 3 sangles pour matelas à dépression bariatrique Réf. 247060 - Valve pour matelas et attelles

## Photos



**POMPIER**



**EN 1865-1**



**DIMENSIONS**

matelas dépression bariatrique


mid matelas dépression coquille  
bariatrique

mid matelas dépression coquille  
bariatrique

mid matelas dépression coquille  
bariatrique



**LIVRÉ AVEC 3 SANGLES**



**12 PORTEURS**

mid matelas dépression coquille  
bariatrique

mid matelas dépression coquille  
bariatrique