



[Fiche technique]

Plaie hémorragique du cou

Réf. 333312

Très réalistes, souples, avec bords fins et transparents, les fausses plaies sont mises en place très rapidement : pose en 1 minute.

Tenue 6 à 8 heures. Waterproof.

Caractéristiques techniques

Marque	Maqpro
Conforme 10g	Non
Matière	Eau, glycérine, gélatine, sorbitol, sucrose, pectine, acide citrique, acide sorbique, huile végétale hydrogénée, nitrate de magnésium, mélange de méthylchloroisothiazolinone et de méthylisothiazolinone avec du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium.
Unité de vente	A l'unité
Normes et Certification	76/768/CEE.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	PR02
Étanche	Non