



[Fiche technique]

**Sang artificiel épais - 500 ml**

Réf. 333329

Le sang artificiel de type épais sert à imiter soit les écoulements lents, soit le rendu du sang coagulé, pour ce dernier il faut le laisser sécher à l'air libre en 5 et 10 minutes.

**Caractéristiques techniques**

<b>Marque</b>	Maqpro
<b>Caractéristiques produit</b>	Le sang artificiel est catégorisé "Alimentaire", il peut sans danger se mettre au contact de la peau, voire même dans la bouche. Il doit pas être dilué sous risque de perdre ses propriétés. Et il ne doit pas être mis au contact des yeux.
<b>Couleur</b>	Rouge Sang
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Eau, polyvinylpyrrolidone, phénoxyéthanol, sulfate de sodium, chlorphénésine, glycérine.
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	2003/E
<b>Etanche</b>	Non

## Photos



sang artificiel épais 500ml



sang artificiel épais 500ml



sang artificiel épais 500ml



sang artificiel épais 500ml



sang artificiel épais 500ml



sang



sang artificiel épais 500ml



sang artificiel épais 500ml