



[Fiche technique]

Sang artificiel normal - 500ml

Réf. 333308

Faux sang adapté pour le maquillage de secourisme et la réalisation de simulation de blessures.

Contenance 500

Le sang artificiel de type normal sert à imiter soit un impact de balle (par exemple sur un tissu) ou encore une blessure venant d'être réalisée.

Informations complémentaires

Démaquillage sur la peau à l'eau froide

En cas de simulation de tâche de sang sur les vêtements, nettoyer à l'eau froide sans détergent.

Caractéristiques techniques

Marque	Maqpro
Caractéristiques produit	<p>Le sang artificiel est catégorisé "Alimentaire", il peut sans danger se mettre au contact de la peau, voire même dans la bouche.</p> <p>Il doit pas être dilué sous risque de perdre ses propriétés. Et il ne doit pas être mis au contact des yeux.</p>
Couleur	Rouge Sang
Volume	Bouteille de 500 ml
Conforme 10g	Non
Matière	Eau, polyvinylpyrrolidone, phénoxyéthanol, sulfate de sodium, chlorphénésine, glycérine.
Unité de vente	A l'unité
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	2003/N

Photos

