



[Fiche technique]

## Simulation de fracture ouverte du tibia

Réf. 333021

Très réalistes, souples, avec bords fins et transparents, les fausses plaies sont mises en place très rapidement : pose en 1 minute.

Tenue 6 à 8 heures. Waterproof.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Maqpro
<b>Utilisation</b>	Réutilisable
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Eau, glycérine, gélatine, sorbitol, sucrose, pectine, acide citrique, acide sorbique, huile végétale hydrogénée, nitrate de magnésium, mélange de Méthylchloroisothiazolinone et de Methylisothiazolinone avec du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	PR03
<b>Étanche</b>	Non