



[Fiche technique]

## Simulation de plaie avec main coupée

Réf. 333347

Kit en 2 parties ultra réaliste qui permet de réaliser une fausse blessure avec main sectionnée. Le moignon se positionne sur le poing, la main factice est posée à côté. Permet de se former aux techniques de soins d'urgence type Damage Control. Moignon monté sur filet tubulaire pour positionnement rapide.

## Informations complémentaires

La blessure peut être complétée avec du sang artificiel.  
Fabrication française.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Sesam Sfx Pro
<b>Caractéristiques produit</b>	La blessure peut être complétée avec du sang artificiel. Fabrication française.
<b>Utilisation</b>	Réutilisable
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	SPF15

## Photos

