



[Fiche technique]

Valise segments coupés DMT

Réf. 304119

Kit complet et facile à utiliser conçu pour récupérer un membre sectionné en respectant les conditions d'hygiène nécessaires. Recommandé par les secouristes sur notre boutique SMSP.

Nécessaire pour sauvegarder un membre sectionné (doigt, oeil, orteil, main ou pied).

Caractéristiques techniques

Marque	Secourbox
Dimensions	(Lxlxh) 34 x 26 x 8,5 cm
Composition de l'ensemble	<ul style="list-style-type: none">- 1 sac de transport isothermique 30 x 30 cm composé de 2 compartiments latéraux pour les poches de froid et d'1 compartiment central pour le segment sectionné ou écrasé- 4 poches de froid à percuter, à usage unique- 1 pansement absorbant américain 10 x 20 cm pour stopper les petits saignements- 1 pansement compressif stérile 12 cm x 1 m- 4 blisters de 2 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm- 2 champs stériles 75 x 75 cm- 2 paires de gants stérile sans latex taille L- 2 paires de gants stériles latex taille L- 1 guide 1er secours
Couleur	Vert
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Classification	Assemblage de dispositifs médicaux
Partie du corps	
Code SH	3006500000
Référence fabricant (MPN)	304119T
Nombre de pièces	21
Etanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 304118 - Couverture de survie - Drap isolant non stérile - 140 x 210 cm Réf. 304109 - Couverture de survie - Drap isolant non stérile - 160 x 210 cm Réf. 304004 - Couverture de survie - Drap isolant stérile - 160 x 210 cm Réf. 304305 - Couverture de survie pédiatrique - drap isolant non stérile 110 x 140 cm Réf. 304219 - Support Mural pour valise segments coupés Réf. 304154 - Sac isotherme double compartiment 30 x 30 cm Réf. 304151 - Sac isotherme double compartiment 45 x 45 cm Réf. 251110 - Valise segments coupés - Vide

Photos



Kit membre sectionné secours et pompier



Valise segments coupés